122 - Caso clínico: transformação do sorriso com laminados cerâmicos e resina composta

Patricia Gabriela Sabino VIANA, Oscar Fernando MUÑOZ CHAVEZ

Paciente do sexo masculino, 22 anos de idade, dentes hígidos e grande exigência estética. Queixa principal de desalinhamento dos dentes anteriores superiores, apontando o canino como sendo muito maior que os demais. Após exame clínico constatou-se a presença de incisivos laterais conóides, com discretos diastemas nas mesiais e distais, também presentes nos caninos. Foi realizada moldagem para enceramento diagnóstico e constatou-se que o canino possuía tamanho normal para o padrão do arco, sugerindo que a melhor opção de harmonização seria aumento dos incisivos laterais e centrais através de facetas de porcelana e correção dos diastemas dos caninos com resina composta. O plano de tratamento foi apresentado ao paciente e visando gerar maior segurança, restaurações diagnósticas em resina composta (*Make-up*) foram realizadas, simulando o resultado a ser obtido. A seqüência de procedimentos iniciou com o desgaste dos incisivos e moldagem; cimentação das facetas em IPS Empress II/Esthetic Ivoclar; resina composta (Filtek Supreme-3M) nos caninos e polimento final. O paciente mostrou-se extremamente satisfeito com o resultado, superando suas expectativas pela qualidade do material e semelhança com os dentes naturais, tanto pelo aspecto visual, quanto pela lisura superficial.

Palavras-chave: Estética dentária; facetas; resinas compostas.