

## **O.23 - Pilar do tipo UCLA parafusado: considerações clínicas**

*Nogueira F, Faria IR, Almeida-Júnior AA, Adabo GL*

O tratamento com prótese sobre implantes apresenta história de sucesso nestas quatro décadas do sistema Brånemark. Para a substituição de um ou mais elementos isolados, cujos dentes contíguos estejam em boas condições, havendo indicação e aprovação do paciente para receber implante, a reabilitação com esse tipo de prótese é a mais indicada. A realização de uma prótese metalocerâmica sobre implante utilizando o pilar tipo UCLA permite a confecção de coroas parafusadas diretamente no implante, sem intermediário. Sua indicação se baseia na facilidade, simplicidade e relação custo/benefício, somando-se à reversibilidade diante de possíveis problemas após a finalização do tratamento. Todavia, é importante salientar que o sucesso é dependente de corretos procedimentos clínicos, tais como indicação, condicionamento gengival, procedimento de moldagem, adaptação dos componentes, ajustes oclusais, assim como procedimentos laboratoriais, como: vazamento do gesso, utilização de ligas de qualidade e aplicação da cerâmica, os quais devem ser rigorosamente criteriosos. O objetivo desta apresentação é discutir, através de casos clínicos, a escolha do pilar protético UCLA. Serão apresentadas e discutidas técnicas e procedimentos clínicos para a realização de próteses unitárias metalocerâmicas aparafusadas dentro de suas indicações.