

Reabilitação estético funcional sobre implantes agulhados e endósseos – relato de caso

Leite VA*, Frota MF, Nagle MM, Barros LAB, Chavéz OFM

vitoraleite@hotmail.com

Ao longo do tempo, a utilização de implantes osseointegrados endósseos tipo Branemark para a reabilitação de pacientes edêntulos acabou sendo ratificada por diversos trabalhos científicos, demonstrando assim a eficácia deste tratamento na reabilitação oral ao longo prazo. Na década de 60, os implantes agulhados foram desenvolvidos por Scialon que foram utilizados com frequência até os anos 80. Esse tipo de implante foi utilizado por muito tempo, mas hoje não são mais aceitos no meio científico pelos vários insucessos provenientes ao acúmulo de placa, infecção e consequente reabsorção óssea, não existindo uma correta adaptação entre a prótese e o implante. Apesar do grande número de fracassos ao longo do tempo deste último tipo de implantes, ainda hoje encontramos algumas pessoas que obtiveram sucesso com essas técnicas, e que estão em funcionamento com uma reabilitação protética em sua maioria em resina acrílica e que deste modo podem adentrar em nossa clínica com situações como esta demandando solução protética e estética. Neste relato mostra a resolução de um caso clínico cujo objetivo foi promover a substituição de uma reabilitação em hemi-arcada superior esquerda em uma paciente que apresentava implantes agulhados e endósseos e que apresentava ausência estética no sorriso e mau posicionamento tridimensional dos implantes.

Palavras-chave: *Implantes dentários; reabilitação bucal; prótese dentária.*