

## **Restauração da estética gengival com abutment personalizado de zircônia: caso clínico**

***Rigolin MSM, Avila ED, Castanharo SM, Barros LAB, Barros Filho LAB, Mollo Junior FA***

*mariasilvia-ms@hotmail.com*

A reabilitação com prótese implatossuportada de dentes esteticamente comprometidos requer a correta indicação dos componentes protéticos. Isto se evidencia em casos de fenótipo gengival fino em região anterior. Sendo assim, o caso clínico em questão descreve a reabilitação da maxila anterior com abutment personalizado de zircônia associado a outros procedimentos clínicos para obtenção da excelência estética. Paciente, 23 anos, apresentava ausência dos dentes 21 e 23 devido a acidente automobilístico. O planejamento envolveu: tratamento ortodôntico para reposicionamento dentário, cirurgia de enxerto ósseo para aumentar a espessura óssea, instalação de implantes e confecção de próteses. Após 6 meses da ossificação do enxerto, foi confeccionado guia cirúrgico para direcionar a instalação dos implantes Master AR (conexão interna, 13 mm × 3,75 mm). Passados 6 meses da osseointegração, foi preparado um munhão metálico para instalação do provisório e condicionamento gengival. Na sequência, foi confeccionado um abutment personalizado metal free, dada a característica fenotípica gengival, coping de alumina Procera, e prótese final cimentada. Em conclusão, o resultado estético associado à qualidade da gengiva deve ser considerado na seleção do tipo de abutment.

**Palavras-chave:** *Estética; implante dentário; próteses e implantes.*