

Restaurações minimamente invasivas em dentes anteriores: relato de caso

Guilherme Miguel Moreira de OLIVEIRA, Alice de Oliveira SANTOS, Renato Ferreira GANDRANETO, Vitória Marques GOMES, Alessandra Nara de Souza RASTELLI, Ticiane Cestari FAGUNDES, André Luiz Fraga BRISO, Anderson CATELAN

Introdução: Sorrisos que seguem proporções anatômicas equilibradas são naturalmente mais atrativos e isso está relacionado a autoestima e na forma como uma pessoa é percebida socialmente. Assim, a crescente busca por um sorriso harmônico e as repentinas mudanças de padrões estéticos sociais impulsionam avanços em técnicas restauradoras. Nesse contexto, ganha destaque ao oferecer soluções estéticas que preservam ao máximo a estrutura dental natural, visando atender as expectativas estéticas dos pacientes de forma conservadora e funcional. **Objetivo:** O presente trabalho foi relatar um caso clínico de restaurações classe III e IV utilizando um sistema adesivo universal e uma resina composta nanoparticulada. **Conduta clínica:** Paciente do sexo feminino, 28 anos, compareceu para atendimento com a queixa de insatisfação devido a trinca de borda incisal do dente onze; além disso, foi observada uma restauração classe III com cor insatisfatória na face distal do dente vinte e um. A paciente autoriza a publicação desse caso clínico e assinou o termo TCLE. Após a seleção de cor, foi realizado o isolamento absoluto do campo operatório, em seguida foi feita apenas asperização com ponta diamantada 1190F da face vestibular dos dentes onze e vinte e um, profilaxia, aplicação do adesivo Prime&Bond Universal (Dentsply Sirona, Charlotte, NC, EUA) e fotoativação com um LED (Valo Grand, Ultradent). As restaurações foram realizadas utilizando as resinas composta de esmalte nas cores A1E e A2E e dentina A2D (Filtek Z350 XT, 3M/Espe), seguida pela fotoativação. O protocolo de acabamento e polimento foi realizado com pontas diamantadas e borrachas abrasivas seguindo da maior granulação para a menor. **Conclusão:** Concluímos que a utilização da técnica incremental demonstrou eficaz para mimetizar a estrutura natural dos dentes e mascarar a linha de interface adesiva. A técnica foi eficiente no restabelecimento estético e funcional de dentes anteriores atendendo as expectativas da paciente.

DESCRITORES: Resinas compostas; estética dentária; reabilitação bucal.